

Medicazione primaria	Fasi della ferita					Ferite difficili		
	Preparazione del letto della ferita		Cicattrizzazione		Protezione della cute			
	Necrosi	Slough-Fibrina	Granulazione	Epitelizzazione	Eritema-Cute fragile	Infezione	Ulcera cavitaria	Ulcera venosa
Quantità d'essudato ↓								
 Da elevato a molto elevato		ALGISITE* M	ALGISITE M ALLEVYN* Plus Adhesive			ACTICOAT* Absorbent BACTIGRAS* CARBONET* IODOSORB* Polvere	ALLEVYN* Plus cavity	ALLEVYN* Compression ALLEVYN* Non-Adhesive PROFORE* PROGUIDE*
 Da moderato a elevato	ALGISITE M INTRASITE* Conformable (se la lesione è cavitaria) INTRASITE* Gel	ALGISITE M INTRASITE Conformable (se la lesione è cavitaria)	ALLEVYN* Adhesive ALLEVYN Compression ALLEVYN* Heel ALLEVYN Non Adhesive ALLEVYN* Sacrum			ACTICOAT Absorbent ACTICOAT* ACTICOAT* 7 BACTIGRAS CARBONET IODOSORB* Pasta	ALGISITE M ALLEVYN* Cavity INTRASITE Conformable	ALLEVYN Compression ALLEVYN Non Adhesive PROFORE PROGUIDE
 Da scarso a moderato	NORUXOL® INTRASITE Conformable (se la lesione è cavitaria) INTRASITE Gel	NORUXOL INTRASITE Conformable (se la lesione è cavitaria) INTRASITE Gel REPLICARE* Ultra	ALLEVYN* Lite ALLEVYN* Lite Island ALLEVYN* Thin CUTINOVA* Hydro INTRASITE Gel REPLICARE Ultra	ALLEVYN Adhesive ALLEVYN Lite ALLEVYN Non Adhesive ALLEVYN Thin CUTINOVA Hydro JELONET* o CUTICERIN* REPLICARE Ultra		ACTICOAT BACTIGRAS CARBONET IODOSORB Pasta	ALLEVYN Cavity INTRASITE Conformable	ALLEVYN Lite ALLEVYN Lite Island JELONET o CUTICERIN PROFORE PROGUIDE
 Nullo	NORUXOL INTRASITE Conformable (se la lesione è cavitaria) INTRASITE Gel		CUTINOVA Hydro	OPSITE* FLEXIFIX* OPSITE* FLEXIGRID* REPLICARE Ultra	ALLEVYN Lite ALLEVYN Lite Island ALLEVYN Thin OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID OPSITE* Spray			
Medicazione secondaria	ALLEVYN Adhesive OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID REPLICARE Ultra	ALLEVYN Adhesive CUTINOVA Hydro JELONET OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID REPLICARE Ultra	ALLEVYN Adhesive OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID	OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID	OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID	ALLEVYN Adhesive OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID Garze	ALLEVYN Adhesive OPSITE FLEXIFIX OPSITE FLEXIGRID REPLICARE Ultra	

L'applicazione di questi prodotti va effettuata sotto il controllo di personale medico o infermieristico.